

PEGA® STICK

INFUSIONSSET (HUBERNADEL MIT FLÜGELN)



Der PEGA® STICK verfügt über

- Eine um 90°C gebogene, nicht stanzende Nadel mit Huberschleif (Löffelschleif), so dass die Silikonmembran nicht ausgestanzt wird
- Einen 19 cm langen Infusionschlauch
- Eine Klemme und einen farblich kodierten Flügel

Artikelnr.	Länge	Durchmesser (Gauge)	Durchmesser (mm)	Farbliche Codierung
32020	20	20	0,9	Gelb
32025	25	20	0,9	Gelb
32220	20	22	0,7	Schwarz
32225	25	22	0,7	Schwarz

*) Eine Verpackungseinheit (VE) enthält 20 Stück.

Vetrieb durch:

Venner Medical (Deutschland) GmbH
Gut Uhlenhorst 4
24229 Dänischenhagen
Telefon: +49 (0) 4349 - 9154 - 0
Telefax: +49 (0) 4349 - 9154 - 10
Email: info@vennermedical.de



Infusionskanülen

www.vennermedical.de