



**Vertrieb durch:**

Venner Medical (Deutschland) GmbH  
Gut Uhlenhorst 4  
24229 Dänischenhagen  
Telefon: +49 (0) 4349 - 9154 - 0  
Telefax: +49 (0) 4349 - 9154 - 10  
Email: info@vennermedical.de

**Rechtmäßiger Hersteller:**

WooYoungMedical Co., Ltd.  
98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup,  
Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do  
Südkorea  
Tel: +82-43-536-0291  
Fax: +82-43-536-0290

CE 0434

## Der Accufuser M8S® ELASTOMER-INFUSIONSPUMPE



**VIELSEITIG. INDIVIDUELL. HANDLICH**

## BESTELLDATEN

### ACCUFUSER

Bezeichnung	Artikelnummer	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Bolusgeber (ml)	Lockout time (min)	VE (Stk.)
Accufuser M8S 300 ml	MS2124L	16790300	300	0-7	2,0	10/15/30	10
Accufuser M8S 300 ml	MS4248L	16790317	300	0-14	4,0	10/15/30	10
Accufuser M8S 600 ml	MS5248XL	16790323	600	0-14	5,0	10/15/30	10

### ZUBEHÖR

Bezeichnung	Artikelnummer	Volumen (ml)	VE (Stk.)
Accufuser Pouch	P300	300	1
Accufuser Pouch	P600	600	1
Netz für Accufuser	MP300	300	1
Netz für Accufuser	MP300	600	1

### ACCUFUSER M8S

**Innovative Elastomer-Infusionspumpe für den Einsatz in der Schmerztherapie!**

Der Accufuser® M8S bietet flexible Flussraten und Bolusvolumina und ermöglicht damit eine individuell einstellbare, auf den Patienten zugeschnittene Therapie, für die bestmögliche Lebensqualität ohne Einschränkung der Mobilität.

### IHRE VORTEILE

- Individuell einstellbare Flussraten und Sperrzeiten
- Große Auswahl an Bolusvolumina und Flussraten
- Patentierte Technologie sichert eine hohe Präzision über die gesamte Infusionsdauer
- Reservoir Volumen bis 600ml erhältlich
- Integrierte Volumenskala zur genauen Kontrolle des Infusionsverlaufs
- Knickfester Schlauch
- Gehäuse mit UV-Filter zum Schutz vor lichtempfindlichen Medikamenten
- Belüfteter Verschluss für ein hygienisches Befüllen
- Mobilität und Komfort während der Therapie
- Keine Wartung und Energieversorgung nötig

