

APA™
MILLER SPATEL


NEU



SPATEL FÜR DEN
PÄDIATRISCHEN ATEMWEG.



APA™ MILLER SPATEL



NEU



Jetzt noch mehr Auswahl!

Erweiterung des APA™ Videolaryngoskop-Portfolios um den APA™ MIL 1 Spatel für den pädiatrischen Atemweg.

Das APA™ Videolaryngoskop ist ein mobiles Multifunktionsgerät für Routine-, Kinder-, Notfall- und schwierige Atemwege. Individuell austauschbare Komponenten ermöglichen den Wechsel zwischen MAC, MIL, Oxygenierung und schwierigen Atemwegen.

Einfacher Wechsel der Kameramodule ermöglicht den Einsatz bei Erwachsenen und Kindern.

- Große Auswahl: 8 verschiedene Spatel-Typen
- Leichter Wechsel:
Für den Einsatz bei Erwachsenen und Kindern
- Sofort einsatzbereit:
Alle Spatel sind antibeschlagbeschichtet

„Bei Kindern ist die Videolaryngoskopie eine besonders attraktive Lösung, da eine wache Intubation eventuell nicht möglich ist, die fiberoptische Endoskopie schwieriger ist und der hohe Sauerstoffbedarf die für die Intubation zur Verfügung stehende Zeit begrenzt.“

Ahmed-Nusrath A. et al. Anaesthesia, 2011; 66:10(868)

BESTELLDATEN

Beschreibung	Artikelnummer	Vertrieb durch:	Rechtmäßiger Hersteller:
MIL (S) APA™ Videolaryngoskop SET	700000 SET M	Venner Medical (Deutschland) GmbH Gut Uhlenhorst 4 24229 Dänischenhagen Telefon: +49 (0) 4349 - 9154 - 0 Telefax: +49 (0) 4349 - 9154 - 10 Email: info@vennermedical.de	Venner Medical (Singapore) PTE Ltd. 35 Joo Koon Circle Singapore 629110 Telefon: +65 (0)6511 2368 Email: info@venner.com
APA™ MIL Kameramodul (S)	702910		
APA™ MIL 1 Spatel (unsteril)	702110		
APA™ MIL Kameramodul (L)*	702930		
APA™ MIL 2 Spatel (unsteril)*	702120		

* Auf Anfrage erhältlich