


WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE ERHÄLTlich:

Bezeichnung	Artikelnummer	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Bolusgeber (ml)	Lockout time (min)	VE (Stk.)
Accufuser M8S	MS2012M	13591698	100	0-3,5	2,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS2124M	13591735	100	0-7	2,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS2248M	13591899	100	0-14	2,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS3012M	13591706	100	0-3,5	3,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS3124M	13591741	100	0-7	3,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS3248M	13591907	100	0-14	3,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS4012M	13591712	100	0-3,5	4,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS4124M	13591758	100	0-7	4,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS4248M	13591913	100	0-14	4,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS5012M	13591729	100	0-3,5	5,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS5124M	13591764	100	0-7	5,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS5248M	13591936	100	0-14	5,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS2248L	13591942	300	0-14	2,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS3124L	13591787	300	0-7	3,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS3248L	13591959	300	0-14	3,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS4124L	13591801	300	0-7	4,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS5124L	13591818	300	0-7	5,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS5248L	13591971	300	0-14	5,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS2124XL	13591824	600	0-7	2,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS2248XL	13591988	600	0-14	2,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS3124XL	13591853	600	0-7	3,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS3248XL	13591994	600	0-14	3,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS4124XL	13591876	600	0-7	4,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS4248XL	13592002	600	0-14	4,0	10/15/30	10
Accufuser M8S	MS5124XL	13591882	600	0-7	5,0	10/15/30	10

## Der Accufuser M8S® ELASTOMER-INFUSIONSPUMPE



VIELSEITIG. INDIVIDUELL. HANDLICH

## BESTELLDATEN ACCUFUSER

Bezeichnung	Artikelnummer	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Bolusgeber (ml)	Lockout time (min)	VE (Stk.)
Accufuser M8S 300 ml	MS2124L	13591770	300	0-7	2,0	10/15/30	10
Accufuser M8S 300 ml	MS4248L	13591965	300	0-14	4,0	10/15/30	10
Accufuser M8S 600 ml	MS5248XL	13592019	600	0-14	5,0	10/15/30	10

## BESTELLDATEN ZUBEHÖR

Bezeichnung	Artikelnummer	Volumen (ml)	VE (Stk.)
Accufuser Pouch	P300	300	1
Accufuser Pouch	P600	600	1
Netz für Accufuser	MP300	300	1
Netz für Accufuser	MP300	600	1



### Vertrieb durch:

Venner Medical (Deutschland) GmbH  
 Gut Uhlenhorst 4  
 24229 Dänischenhagen  
 Telefon: +49 (0) 4349 - 9154 - 0  
 Telefax: +49 (0) 4349 - 9154 - 10  
 Email: info@vennermedical.de

### Rechtmäßiger Hersteller:

WooYoungMedical Co., Ltd.  
 98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup,  
 Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do  
 Südkorea  
 Tel: +82-43-536-0291  
 Fax: +82-43-536-0290

CE 0434



## ACCUFUSER M8S

**Innovative Elastomer-Infusionspumpe für den Einsatz in der Schmerztherapie!**

Der Accufuser® M8S bietet flexible Flussraten und Bolusvolumina und ermöglicht damit eine individuell einstellbare, auf den Patienten zugeschnittene Therapie, für die bestmögliche Lebensqualität ohne Einschränkung der Mobilität.

NEU

## IHRE VORTEILE

- Individuell einstellbare Flussraten und Sperrzeiten
- Große Auswahl an Bolusvolumina und Flussraten
- Patentierte Technologie sichert eine hohe Präzision über die gesamte Infusionsdauer
- Reservoir Volumen bis 600ml erhältlich
- Integrierte Volumenskala zur genauen Kontrolle des Infusionsverlaufs
- Knickfester Schlauch
- Gehäuse mit UV-Filter zum Schutz vor lichtempfindlichen Medikamenten
- Belüfteter Verschluss für ein hygienisches Befüllen
- Mobilität und Komfort während der Therapie
- Keine Wartung und Energieversorgung nötig