

PEGA® INFUSE

KLEIN. EINFACH. FLEXIBEL.



Einfach, einfach.



Mit nur 3 Tasten ist die PEGA® Infuse sehr einfach zu bedienen. Das intuitive Design ermöglicht Ihnen einen sicheren Umgang mit der Infusionspumpe, erleichtert ihre tägliche Arbeit und verringert den Schulungsaufwand. So haben Sie mehr Zeit für andere Aufgaben.



Einfach,
flexibel.



Individualisieren Sie Ihre PEGA® Infuse!

Neben individuellen Therapieeinstellungen lassen sich mit der PEGA® Infuse schnell und einfach bis zu sechs Therapieverläufe voreinstellen, benennen und sofort ausführen. Dies reduziert Programmierfehler und sorgt für zusätzliche Sicherheit – für Anwender und Patienten.



Einfach, automatisch.



Für die moderne Schmerztherapie.

Der automatische Bolus wird in festgelegten Intervallen verabreicht. Einfach die gewünschte Intervallzeit festlegen und die Therapie starten. Dies reduziert den Aufwand bei der Schmerztherapie. Für eine schnelle Mobilisierung und zufriedene Patienten.





Noch mehr Zeit!

Noch mehr Zeit! Laden sie die PEGA® Infuse ganz einfach während der Therapie auf. Schließen Sie die von Venner zugelassene PEGA® Powerbank an die PEGA® Infuse an. So verlängern Sie die Laufzeit der Pumpe, ganz unabhängig davon, wo Sie gerade sind.

Mobil sein,
mobil bleiben.





Klein & leicht

Der ideale Begleiter für den mobilen Patienten.

Modernes Design

Bewährte Qualität in neuem Design.

Bewährtes Verbrauchsmaterial

Passend für alle PEGA® Infusionspumpen.


Integrierter Akku


Für einen verantwortlichen Umgang mit der Umwelt verzichtet die PEGA® Infuse auf den Einsatz von Batterien.












Einfach, mehr.

Mit der intuitiven, fortschrittlichen Software kann die PEGA® Infuse bedienerfreundlich und codegeschützt programmiert werden. Die neue Software bietet Ihnen dabei noch mehr Therapiemöglichkeiten. Wählen Sie zwischen Therapien für die kontinuierliche Infusion, PCA Infusion, intermittierende Bolusgabe oder Arztbolus.

Nutzen Sie den PEGA® Infuse PumpReader, eine speziell für die Infusionspumpe entwickelte Dokumentationssoftware, um Ihre PEGA® Infuse Therapien auszulesen und zu dokumentieren.



PEGA[®] Infuse

**Speziell entwickelt mit über 30 Jahren
Erfahrung in der Infusionstechnologie.**

Mit über 30 Jahren Erfahrung entwickelt und vertreibt Vennner Medical kleine, einfache und zuverlässige Infusionspumpen für die stationäre und ambulante Infusionstherapie.

Mit unseren Produkten wollen wir die Lebensqualität zahlreicher Menschen verbessern und legen deshalb großen Wert auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Produkte.

Mit unseren Kunden und für die Patienten arbeiten wir stetig an innovativen Produkten und zukunftsweisenden Therapiekonzepten.

Für eine bestmögliche Unterstützung in der Klinik und zu Hause stehen Ihnen unsere spezialisierten Teams zur Seite. Ob technische Fragen, persönlicher Service oder maßgeschneiderten Schulungen und Einweisungen – wir sind für Sie da.



Anästhesie
Intensivmedizin
Notfallmedizin
Orthopädie
Geburtshilfe



Palliativmedizin
Schmerztherapie
Chemotherapie
Desferaltherapie





Passendes Zubehör:

REF	Artikelbezeichnung
60100	PEGA® Infuse BOX 100 (≤ 100 ml)
60150	PEGA® Infuse BOX 150 (≤ 150 ml)
60810	PEGA® Powerbank
60910	PEGA® POUCH S Einmaltasche
60930	PEGA® POUCH L Einmaltasche

Passendes Zubehör:

REF	Artikelbezeichnung
60180	PEGA® Infuse Boxschlüssel
60104	PEGA® Infuse PumpReader

Bestelldaten.

PEGA® Infuse Kofferinhalt:

CE 0123

Anzahl	Artikelbezeichnung
1	PEGA® Infuse
1	PEGA® Infuse BOLUS BUTTON (REF:60211)
1	PEGA® POWER SUPPLY USB (REF:60830)
1	Gebrauchsanweisung
1	Kurzinformation PEGA® Infuse (Arzt)
1	Kurzinformation PEGA® Infuse (Pflege)

Bestelldaten.

PEGA® Infuse Verbrauchsmaterial:

CE 0123

REF	Artikelbezeichnung	Stk. / VE
14150	PEGA® BAG 150 ml	10
14300	PEGA® BAG 300 ml	10
15055	PEGA® SET 50 ml	10
15105	PEGA® SET 100 ml	10
15155	PEGA® SET 150 ml	10
15305	PEGA® SET 300 ml	10
18050	PEGA® SET curled 50 ml	10
18100	PEGA® SET curled 100 ml	10
18150	PEGA® SET curled 150 ml	10

CE 0123

REF	Artikelbezeichnung	Stk. / VE
18300	PEGA® SET curled 300 ml	10
10521S	PEGA® COMBI LINE S	10
10522E	PEGA® COMBI LINE E	10
10526E	PEGA® COMBI LINE E mit NRFit® connector	10
10523Y	PEGA® COMBI LINE Y	10
10530	PEGA® SPIKE	10
14050	PEGA® BAG 50 ml	10
14100	PEGA® BAG 100 ml	10

**Hersteller:**

Venner Medical (Deutschland) GmbH

Gut Uhlenhorst 4

24229 Dänischenhagen

Telefon: +49 (0) 4349 - 9154 - 0

Telefax: +49 (0) 4349 - 9154 - 10

Email: info@vennermedical.de

www.vennermedical.de



Mehr Informationen