

iS3-L Videolaryngoskop.



Einfach. Modern. Flexibel.

Sichere Intubation leicht gemacht. Das iS3-L Videolaryngoskop bietet moderne Technologie für präzise Bild- und Videoaufnahmen. Optimal sowohl für den Klinikbetrieb als auch den Rettungsdienst.

Technische Daten.

iS3 Monitor:

3,5-Zoll-LCD-Display mit Touchscreen-Funktion

Wiederaufladbarer Lithium-Akku:
Betriebsdauer: bis zu 240 Minuten

Speicherkapazität:
8 GB (optional: 32 GB)

Anschluss Port:
MICRO-USB und MICRO-HDMI Port

iS3 Griff:

Kamera:
CMOS

Kameraauflösung:
300.000 Pixel, volldigitale Bildgebungstechnologie

Lichtquelle:
Weißes LED

Antibeschlag-System:
Automatisches Echtzeit-Anti-Beschlag


Insight Slider Design:
Ein Griff für alle Spatel Größen
(kurze und lange Stufe)

Spatel:

Material:
Polycarbonat / 316 Edelstahl (auf Anfrage)

6 Spatel Größen

ETT-Größe: 2,5mm – 11mm





Vorteile.

Volldigitale Bildgebungstechnologie:

sorgt für eine präzise und detaillierte Visualisierung des Atemwegs.

Touchscreen-Bedienung:

Die innovative Touchscreen-Technologie ermöglicht Ihnen eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung des Videolaryngoskops.

Bild- und Videoaufnahme:

Mit dem Insight iS3-L können Sie Bilder aufnehmen und Videos in hoher Qualität aufzeichnen. Diese werden auf dem Gerät gespeichert und können später ausgelesen werden.

Ein Griff für 6 Spatel Größen:

Mit dem einzigartigen „Insight Slider“ Design benötigen Sie nur einen Griff, um sechs verschiedene Spatel Größen anzupassen. Für einen einfacheren und schnelleren Arbeitsablauf.

Echtzeit-Antibeslagfunktion:

für einen sofortigen Einsatz ohne Aufwärmen
Beweglicher Monitor (kipp- und drehbar) - flexibel und individuell anpassbar

Innen-/Außenmodus zur Anpassung:

der Bildschirmhelligkeit
(auch für den präklinischen Einsatz)

Wiederaufladbarer Akku (Betriebszeit 4 Stunden)


für eine zuverlässige Energieversorgung ohne Folgekosten

Vielseitige Spatelauswahl

für pädiatrische und erwachsene Patienten, sowie für Standard- und schwierige Atemwege

Bestelldaten.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VE / Stk.
90189030100	iS3-L Videolaryngoskop, inklusive: <ul style="list-style-type: none">• 3,5-Zoll Touchscreen Monitor• Griff mit Kameraarm• Netzteil (AC-Adapter)• USB-Kabel• Aluminiumkoffer	1
90189030900	Einwegspatel XS (für Neugeborene)	10
90189030901	Einwegspatel S (Pädiatrie)	10
90189030902	Einwegspatel M (Erwachsene)	10
90189030903	Einwegspatel MAC 3 (Erwachsene)	10
90189030904	Einwegspatel MAC 4 (Erwachsene)	10
90189030905	Einwegspatel Schwieriger Atemweg (L)	10



Vertrieben und importiert durch:
Venner Medical (Deutschland) GmbH
Gut Uhlenhorst 4
24229 Dänischenhagen
Tel +49 (0) 4349 - 9154 - 0
Fax: +49 (0) 4349 - 9154 - 10
Email: info@vennermedical.de
www.vennermedical.de



Hersteller:
Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd.
The 13th floor of Hengtemei Building Ganli Road No.3
518000 Shenzhen, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-755-89313133 ext.8128
E-Mail: intl-market@insighters.cn
Web: www.insighters.cn

Besuchen Sie uns:



CE 0123